

# INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO DO SEU PROTETOR BUCAL



Após cada uso, lave o protetor bucal com uma escova de cerdas firmes e detergente neutro.



Evite usar creme dental ou enxaguante bucal, pois são abrasivos e podem riscar o material.



Nunca deixe o protetor dentro do carro ou exposto ao sol. O material soft EVA é termo-moldável e pode deformar em temperaturas muito altas.



Lembre-se: cachorro e protetor bucal não combinam! Guarde-o sempre no estojo para evitar danos e prejuízos.